



**MODE D'EMPLOI**



1 Remplir un seau de lavage et un seau de rinçage avec 8 litres d'eau.  
Dilution à 0,25 % : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS dans le seau de lavage.



2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



3 Rincer et essorer la chiffonnette avant de la tremper dans le seau de lavage. (Le chariot de ménage ne doit pas être placé dans la chambre mais dans le couloir).

**COMPOSITION**

N-[3-aminopropyl]-N-dodécylpropane-1,3-diamine [N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g], chlorure de didécyl diméthylammonium [N°CAS 7173-61-5 : 25 mg/g], excipients.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2). Usage réservé aux professionnels.

**PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 1276, T 72-300 (BMR)	5 minutes
	T 72-300 (L, pneumophila)	15 minutes
Mycobactéries	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	30 minutes/ 0,5%
	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 minutes/0,25%
Levures	EN 1275, EN 1650	5 minutes
	EN 13624	15 minutes
Moisissures	EN 1275, T 72-300 (A. niger, A. fumigatus)	15 minutes
	EN 13624	60 minutes
Virus	HIV-1, BVDV (virus modèle HDV), PRV (virus modèle HBV), virus influenza A (H <sub>1</sub> N <sub>1</sub> )	5 minutes

